



Merač krvnog pritiska




MERAČ KRVNOG PRITISKA MANOMETARSKI

- Skala izbaždarena u mmHg
 - Merni opseg od 0 do 300 mmHg
 - Najmanji podeok 2 mmHg
 - Klasa tačnosti I
 - Posедуje CE znak
 - Kućište izrađeno od ABS plastike
 - Merni mehanizam zaštićen od prepumpavanja
 - Zaštita manometra od udara - gumeni prsten
 - Pumpica ergonomski dizajnirana, bez lateksa
 - Najlonska manžetna sa jednim crevom
 - Isporučuje se u odgovarajućoj torbici
- **Merač krvnog pritiska manometarski, standard.** Opremljen najlonskom manžetnom sa jednim crevom. Dimenzija manžetne 54 x 14.5 cm.
 - **Merač krvnog pritiska manometarski, pedijatrijski.** Opremljen sa tri najlonske manžetne sa jednim crevom. Dimenzije manžetni 18.5 x 5.5 cm, 25.5 x 7.5 cm i 34.5 x 11.5 cm.
 - **Merač krvnog pritiska manometarski sa stetoskopom, samomerač.** Opremljen najlonskom manžetnom sa jednim crevom dimenzija 54 x 14.5 cm i stetoskopom. U manžetni integrisana stetoskopska membrana.



Stetoskopi



STETOSKOP, RAPPAPORT

- Stetoskop sa duplom glavom (dve izmenjive membrane) i dva creva, bez lateksa, dužine približno 56 cm.
- Mogućnost korišćenja različitih veličina membrana i zvona.
- Komplet sadrži:
 - rezervnu veliku i malu membranu
 - izmenjiva zvona u tri veličine
 - rezervne ušne olive

- 9-8870/BK** STETOSKOP, RAPPAPORT, CRNI
- 9-8870/BY** STETOSKOP, RAPPAPORT, BORDO
- 9-8870/BE** STETOSKOP, RAPPAPORT, PLAVI
- DG21190** STETOSKOP, RAPPAPORT, ORANŽ
- DG21193** STETOSKOP, RAPPAPORT, ŽUTI



STETOSKOP, KARDIOLOŠKI

- Stetoskop namenjen za preglede u kardiologiji
- Crno, Y pvc crevo, glava izrađena od nerđajućeg čelika
- Prečnik membrane 47 mm
- Konično zvono sa prečnikom baze zvona od 36 mm
- Rezervne ušne olive

DG02602 STETOSKOP, CARDIOLOGY, DGX602



STETOSKOP

- Standardni stetoskop sa Y pvc crevom crne boje i hromiranom glavom
- Prečnik membrane 45 mm
- Prečnik zvona 30 mm
- Plastične ušne olive

DG02310 STETOSKOP, DGX 111, CRNI



STETOSKOP, PINARD

- Drveni stetoskop za tonove ploda

AC2622.18 DRVENI STETOSKOP PINARD



Otoskopi



OTOSKOP STANDARD, HALOGEN

- Otoskop sa halogenom sijalicom
- Metalna baterijska drška
- Potenciometar za regulisanje nivoa osvetljenja
- Spekulumi plastični za višekratnu upotrebu

902-0230 OTOSKOP STANDARD, HALOGEN



OTOSKOP PEDIJATRIJSKI, HALOGEN

- Otoskop sa halogenom sijalicom
- Plastična baterijska drška
- Ergonomski oblikovan, elegantno dizajniran
- Isporučuje se sa kompletom od 12 ušnih levaka

902-0250 OTOSKOP PEDIJATRIJSKI, PLAVI

902-0251 OTOSKOP PEDIJATRIJSKI, CRNI

902-0252 OTOSKOP PEDIJATRIJSKI, CRVENI



OTOSKOP MINI

- Otoskop, plastično kućište
- Standardna sijalica
- Plastični spekulumi za višekratnu upotrebu
- Izuzetno ekonomičan

902-0240 OTOSKOP MINI



Oftalmoskopi



OFTALMOSKOP

- Oftalmoskop, plastično kućište
- Standardna sijalica
- Namenjen za preglede u ordinacijama opšte medicine

902-0300 OFTALMOSKOP MINI



OFTALMOSKOP, SET U KUTIJI

- Namenjen za preglede u ordinacijama opšte medicine
- Isporučuje se u odgovarajućoj kutiji sa predviđenim prostorom za svaki pojedinačni deo seta
- Sastoji se od:
 - glava oftalmoskopa (sijalica od 2.5 V)
 - baterijska drška (metalna, sa potenciometrom za regulisanje nivoa osvetljenja)
 - rezervna sijalica

902-0330 OFTALMOSKOP, SET U KUTIJI



DIJAGNOSTIČKI SET ZA ORL PREGLED

- Namenjen za ORL i oftalmološki pregled u ordinacijama opšte medicine. Isporučuje se u odgovarajućoj kutiji sa predviđenim prostorom za svaki pojedinačni deo seta.
- Sastoji se od:
 - glava oftalmoskopa (sijalica od 2.5 V)
 - glava otoskopa (sijalica od 2.5 V)
 - baterijska drška (metalna, sa potenciometrom za regulisanje nivoa osvetljenja)
 - ušni levci za glavu otoskopa u tri veličine - plastični
 - rinoskop (odgovarajući za montažu na glavu otoskopa)
 - dva larings ogledalca
 - špatula za pregled
 - nosač svetla
 - rezervna sijalica



902-0410 DIJAGNOSTIČKI SET, EKONOM, GOWLLANDS

COMPACT SET

- Namenjen za ORL i oftalmološki pregled u ordinacijama opšte medicine. Isporučuje se u odgovarajućoj kutiji sa predviđenim prostorom za svaki pojedinačni deo seta.
- Sastoji se od:
 - otoskop mini
 - oftalmoskop mini
 - plastični ušni spekulum
 - rezervne sijalice



902-0440 DIJAGNOSTIČKI SET, COMPACT, GOWLLANDS



▶▶▶ Neurološka lampica, čekići, zvučne viljuške

NEUROLOŠKA LAMPICA



- Neurološka lampica namenjena za pregled orofaringealne i očne šupljine
- Metalno kućište, dužine 135 mm
- Posедуje ON/OFF prekidač
- Baterijsko napajanje

DG08091 LAMPICA - DGX 091, METALNA



NEUROLOŠKI ČEKIĆ, BUCK

- Neurološki čekić sa iglom i četkicom, model BUCK
- Izrađen od nerđajućeg čelika
- Perkusioni deo izrađen od gume
- Približne dimenzije: dužina 18 cm, masa 90g

902-0070 NEUROLOŠKI ČEKIĆ, BUCK, 18 cm



NEUROLOŠKI ČEKIĆ, DEJERINE

- Neurološki čekić sa iglom, model DEJERINE
- Izrađen od nerđajućeg čelika
- Perkusioni deo izrađen od gume
- Približne dimenzije: dužina 20 cm, masa 140g

902-0022 NEUROLOŠKI ČEKIĆ, DEJERINE, 20 cm



Rydel-Seiffer



a¹ 440



Hartmann

ZVUČNA VILJUŠKA

- Zvučna viljuška namenjena za primenu u ORL i/ili neurologiji
- Izrađena od niklovanog čelika ili aluminijuma
- Dostupni modeli sa i bez tega
- Frekvencije: C64, C128, C256, C512, C1024, C2048



Laringoskopi



904-0310 LARINGOSKOP SET, MACINTOSH

- 4 špatule br. 4, 3, 2, 1
- Baterijska drška
- Standardno svetlo



904-0300 LARINGOSKOP SET, MACINTOSH

- 3 špatule br. 4, 3, 2
- Baterijska drška
- Standardno svetlo



904-0330 LARINGOSKOP SET, MACINTOSH

- 3 špatule br. 2, 1, 0
- Baterijska drška
- Standardno svetlo





Laringoskopi



904-0350 LARINGOSKOP SET, MILLER

- 3 špatule br. 3, 2, 1
- Baterijska drška
- Standardno svetlo



904-0110 LARINGOSKOP SET, MACINTOSH

- 4 špatule br. 4, 3, 2, 1
- Baterijska drška
- Fiberoptik integrisano svetlo



Laringoskopi



904-0100 LARINGOSKOP SET, MACINTOSH

- 3 špatule br. 4, 3, 2
- Baterijska drška
- Fiberoptik integrisano svetlo



LARINGOSKOP SA POKRETLJIVIM VRHOM

AE 2630.84S Laringoskop sa pokretljivim vrhom #4

- Macintosh, špatula br. 4
- Baterijska drška
- Fiberoptik integrisano svetlo

AE 2630.85S Laringoskop sa pokretljivim vrhom #5

- Macintosh, špatula br. 5
- Baterijska drška
- Fiberoptik integrisano svetlo

