



VISOKA STABILNOST

- Strečer zadržava visoku stabilnost u svim pozicijama.



TWIST FUNKCIJA

- Funkcija u kojoj se sva 4 točka mogu rotirati oko vertikalne ose.



JEDINSTVENI SISTEM OGIBLJENJA

- Napredno ogibljenje za ublažavanje vibracija zbog bezbednosti i komfora pacijenta.



KONFIGURACIJE: S, T i TF

- Tri konfiguracije platforme pacijenta:
 - **S** : podizanje uzglavlja
 - **T** : podizanje uzglavlja i nogu
 - **TF**: Trandelenburg i Fowler pozicija
- Podizanje uzglavlja 0 - 90° u više položaja





STREČER, CROSS CHAIR

- Samoutovarno ambulantno nosilo
- Visina: promenljiva
- Tip: dvodelno nosilo
- Boje rama: hromirano
- Twist funkcija: opciona
- Specijalne karakteristike: gornji deo se transformiše u kardio stolicu
- Podizanje uzglavlja 0 - 90° u više položaja
- Sertifikacija: 10 G
- Točkovi: prečnik 200 mm

- Dužina: 1970 x 570 mm
- Težina: 60 kg
- Nosivost: 150 kg



STREČER, CROSS UP 8409

- Samoutovarno ambulantno nosilo
- Visina: promenljiva
- Tip: dvodelno nosilo
- Boje rama: hromirano
- Twist funkcija: opciona
- Specijalne karakteristike: integrisana spinalna daska
- Podizanje uzglavlja 0 - 90° u više položaja
- Sertifikacija: 10 G
- Točkovi: prečnik 200 mm

- Dužina: 1970 x 570 mm
- Težina: 50 kg
- Nosivost: 250 kg



STREČER, CROSS

- Samoutovarno ambulantno nosilo
- Visina: promenljiva
- Tip: monoblock
- Boje rama: hromirana, žuta
- Twist funkcija: dostupna (CROSSOVER)
- Specijalne karakteristike: skraćuje se u ograničenim prostorima
- Podizanje uzglavlja 0 - 90° u više položaja
- Sertifikacija: 10 G
- Točkovi: prečnik 200 mm

- Dužina: 1970 x 570 mm
- Težina: 45 kg
- Nosivost: 170 kg



STREČER, CARRERA PRO

- Samoutovarno ambulantno nosilo
- Visina: nepromenljiva
- Tip: monoblock
- Boje rama: hromirano
- Twist funkcija: nije dostupna
- Specijalne karakteristike: prostor za spinalnu dasku
- Podizanje uzglavlja 0 - 90° u više položaja
- Sertifikacija: 10 G
- Točkovi: prečnik 200 mm

- Dužina: 1970 x 570 mm
- Težina: 35 kg
- Nosivost: 160 kg



STREČER, CARRERA TEC

- Samoutovarno ambulantno nosilo
- Visina: nepromenljiva
- Tip: monoblock
- Boje rama: hromirana, žuta
- Twist funkcija: nije dostupna
- Podizanje uzglavlja 0 - 90° u više položaja
- Sertifikacija: 10 G
- Točkovi: prečnik 200 mm

- Dužina: 1970 x 570 mm
- Težina: 32 kg
- Nosivost: 170 kg



STREČER, ENDURO

- Ambulantno nosilo sa x-nogarima
- Visina: promenljiva u 9 položaja
- Tip: monoblock
- Boje rama: žuta
- Twist funkcija: dostupna
- Specijalne karakteristike: skraćuje se u ograničenim prostorima
- Podizanje uzglavlja 0 - 90° u više položaja

- Dužina: 1970 x 570 x 1060 h mm
- Težina: 45 kg
- Nosivost: 250 kg





▶▶▶ Transport



MADRAC, GMX 777

- Anatomski madrac
- Kompletno zaptiven i lako periv
- Dostupne boje: crna, žuta, narandžasta
- Izdignute bočne stranice za komfor pacijenta u transportu

- Dimenzije: 1770 x 430 x h 95 mm
- Težina: 3 kg



MADRAC, GMX 750

- Madrac sa transportnim ručkama
- Visokootporni materijal

- Dimenzije: 1850 x 520 x h 50 mm
- Težina: 2.5 kg



END-T

- Polica za aparate na strečeru
- Sklopiva, opciono
- Sertifikacija: 10 G



KAIŠEVI, FIXO KID

- Bezbednosni pedijatrijski sistem za transport dece na strečeru
- Jednostavno i brzo korišćenje
- Težina dece: 4 - 20 kg



FIKSATOR, R-MAX

- Fiksator strečera za pod vozila
- Mehanizam za brzo otpuštanje nosila
- Sertifikacija: 10 G



NOSAČ INFUZIJE, TRACK 5

- Nosač infuzije za automatska nosila
- Sertifikacija: 10 G
- Teleskopsko izvlačenje



DNA KAIŠEVI

- Kaiševi sa mehanizmom za uvlačenje
- Dostupni modeli:
 - DNA STRAP: 2-delni kaiševi
 - DNA STRAP THORAX: 4-delni rameni kaiševi





▶▶▶ Transport



EVAKUACIONA I KARDIOLOŠKA STOLICA, EVA

- Transportna i evakuaciona stolica EVA
 - Sistem automatskog sklapanja stolice pritiskom na polugu
 - Klizači sa frikcionom trakom
 - Centralna blokada zadnjih točkova
 - Integrisani naslon za glavu
 - Široke zadnje hvataljke za lakše rukovanje
 - Sertifikacija: 10 G
- Više informacija na: <http://eva.spencer.it>



KARDIOLOŠKA STOLICA, SPENCER 450

- Stolica za transport
 - Robusna konstrukcija
 - Spentex platno za sedalni i leđni deo
 - Lako se skida radi pranja
 - 4 zadnje ručke
 - Opciono: rukohvati, nasloni za ruke, prednji točkovi
 - Boje: žuta, hromirana
 - Sertifikacija: 10 G
 - Točkovi: 2 ili 4 kom.
- Težina: 11 - 12 kg
▪ Nosivost: 180 kg



KARDIOLOŠKA STOLICA, SPENCER 420

- Stolica za transport
 - 2 zadnje drške
 - Spentex platno za sedalni i leđni deo
 - Lako se skida radi pranja
 - Boje: žuta, hromirana
 - Opciono: rukohvati, prednji točkovi
 - Sertifikacija: 10 G
 - Točkovi: 2 ili 4 kom.
- Težina: 10.5 kg
▪ Nosivost: 150 kg

KARDIOLOŠKA STOLICA, SPENCER 4BELL

- Stolica za transport
 - Jaka aluminijumska konstrukcija
 - Meki naslon za leđa, za veći komfor
 - Lako se skida radi pranja
 - 2 zadnje ručke
 - 2 prednje teleskopske ručke
 - Boja: hromirana
 - Sertifikacija: 10 G
 - Točkici: 4 kom.
-
- Težina: 9.4 kg
 - Nosivost: 180 kg



KARDIOLOŠKA STOLICA, SPENCER 407

- Stolica za transport
- 2 zadnje ručke
- Spentex platno za sedalni i leđni deo
- Lako se skida radi pranja
- Opciono: prednji točkici
- Sertifikacija: 10 G



KARDIOLOŠKA STOLICA, SPENCER 402

- Stolica za transport
 - Kompaktan dizajn
 - Spentex platno za sedalni i leđni deo
 - Lako se skida radi pranja
 - Točkici: 3 kom.
 - Sertifikacija: 10 G
-
- Težina: 9.5 kg
 - Nosivost: 150 kg





▶▶▶ Transport




FIKSATOR KARDIOLOŠKE STOLICE, F400

- Fiksacioni sistem za SPENCER stolice
- Brzo oslobađanje
- Kompatibilne stolice: 420 modeli, 450 modeli
- Sertifikacija: 20 G



EVAKUACIONA STOLICA, SKID

- Evakuaciona stolica
- Spuštanje frikcionim klizačima niz stepenice
- Integrisani naslon za glavu
- Dostupne boje: žuta i hromirana
- Dostupne konfiguracije:
 - PROSKID-E: za transport niz i uz stepenice
 - SKID-E: za transport niz stepenice
 - SKID OK: za transport niz stepenice, izuzetno lagana
- Više informacija na: <http://skid.spencer.it>



EVAKUACIJA NIZ STEPENICE



BASKET STREČER, SPENCER SHELL

- Dostupne konfiguracije:
 - SPENCER SHELL: standardni basket strečer
 - TWIN SHELL: basket strečer rasklopiv na dva dela
- Tri sigurnosna kaiša
- Madrac od neupijajuće pene
- Opcioni pribor:
 - Kaiševi za dizanje: STX 518, STX 540, STX 542
 - Bove za plutanje: STX 537, STX 518, STX 538
 - Transportna torba: STX 40, STX 10
- Dimenzije: 2140 x 650 x h 190 mm
- Nosivost: 280 kg
- Težina: 13.5 kg




BASKET STREČER, DAKAR

- Teleskopske ručke
- Točkici prečnik 200 mm
- Moguć transport uz pomoć jednog rukovaoca
- Opcioni pribor:
 - Kaiševi za dizanje: STX 518, STX 540
- Dimenzije: 2240 x 640 x h 190 mm
- Nosivost: 356 kg



BASKET STREČER, DAKOTA

- Kompaktni strečer za spašavanje
- Dizajniran za rudnike i ograničen prostor
- Dimenzije: 2050 x 480 x h 190 mm
- Nosivost: 290 kg



NOSILO, TOTAL

- Kompaktni strečer za spašavanje
- Kaiševi za dizanje i vučenje su uključeni
- Transportna torba je uključena
- Dostupno u žutoj i SMB boji





▶▶▶ Transport



NOSILO POLITRAUME, SX-R

- Nosilo politraume, sa kaiševima
- Aluminijska konstrukcija
- Sertifikacija: 20 G
- Opcioni pribor:
 - SXO: horizontalna fiksacija u ambulantom vozilu
 - SXV: vertikalna fiksacija u ambulantom vozilu
 - SX Bag: transportna torba
- Težina: 7.9 kg
- Nosivost: 150 kg




SANITETSKO NOSILO, SPENCER 100

- Sanitetko nosilo sa kaiševima
- Aluminijska konstrukcija
- Dostupni modeli:
 - SPENCER 100: nosilo sklopivo po dužini
 - SPENCER 110: nosilo sklopivo po širini
 - SPENCER 122: nosilo sklopivo na 4 dela
- Težina: 5.5 kg
- Nosivost: 170 kg



SANITETSKO NOSILO, SPENCER 200

- Sanitetsko nosilo za lako skladištenje
- Aluminijska konstrukcija
- Dostupni modeli:
 - SPENCER 270: zaobljeni uglovi
 - SPENCER 280: standardno nosilo
 - SPENCER 281: podizanje uzglavlja
- Težina: 5.5 kg
- Nosivost: 170 kg



TRANSFER PLATNO, HIRVIN

- Čvrsto platno za transport pacijenata
- Dostupne boje: žuta, narandžasta
- Konfiguracija: 6 ručki, 8 ručki, 10 ručki
- Opcioni pribor: transportna torba
- Dimenzije: 1850 x 760 mm
- Nosivost: do 300 kg



SPINALNA DASKA, TANGO

- 2-u-1 - spinalna daska za odrasle sa integrisanom daskom za decu
- 14 ručki za nošenje
- Kompatibilna sa X zracima

- Dimenzije: 445 x 55 x h 1830 mm
- Težina: 8 kg
- Nosivost: 150 kg

- Opcioni pribor:
 - Imobilizatori glave: TANGO FIX, CONTOUR, SUPER BLUE
 - Kaiševi: ROCK STRAPS, RSP-pediatric, T-STRAPS,
 - REFLEX STRAPS
 - FIX BOARD: fiksacija u ambulatnom vozilu 10 G

- Više informacija na: <http://tango.spencer.it>



SPINALNA DASKA, ROCK/ROCK PIN

- Plutajuća na vodi
- 16 ručki za nošenje
- Voodootporna i ne upija tečnosti
- Kompatibilna sa X zracima

- Dimenzije: 445 x 50 x h 1840 mm
- Težina: 6.5 kg
- Nosivost: do 200 kg

- Opcioni pribor:
 - Imobilizatori glave: CONTOUR, SUPER BLUE
 - Kaiševi: ROCK STRAPS, RSP-pediatric, T-STRAPS,
 - REFLEX STRAPS
 - FIX BOARD: fiksacija u ambulatnom vozilu 10 G





Imobilizacija



SPINALNA DASKA, B-BAK PIN

- Ekstra tanka i otporna daska
- 14 ručki za nošenje
- Vodootporna i ne upija tečnosti
- Kompatibilna sa X zracima
- Centralni otvor za asimetričnu imobilizaciju ekstremiteta
- Dimenzije: 405 x 45 x h 1840 mm
- Težina: 6 kg
- Nosivost: 180 kg (B-BAK PIN MAX-nosivost 454 kg)
- Opcioni pribor:
 - Imobilizatori glave: CONTOUR, SUPER BLUE
 - Kaiševi: ROCK STRAPS, T-STRAPS,
 - REFLEX STRAPS
 - FIX BOARD: fiksacija u ambulatnom vozilu 10 G



SPINALNA DASKA, BABY-GO

- Spinalna daska za decu prilagođena anatomiji potiljka u zavisnosti od uzrasta deteta sa 4 pozicije glave
- Plutajuća na vodi
- 10 ručki za nošenje
- Opcioni pribor:
 - PEDI GO: anatomski imobilizator glave
 - RSP: pedijatrijski spajder kaiševi



IMOBILIZATOR GLAVE, CONTOUR

- Anatomski imobilizator glave
- Jastuci sa radijusom
- Za odrasle i za decu
- Otvori za uši radi lakše komunikacije
- Kompatibilan sa X zracima
- Materijal neupijajući
- Bez lateksa
- Dostupne boje: plava i žuta



IMOBILIZATOR GLAVE, SUPER BLUE

- Univerzalni imobilizator glave
- Dostupne boje: plava, narandžasta, zelena, žuta i crna



IMOBILIZATOR GLAVE, TANGO FIX

- 2-u-1 imobilizator glave
- Za odrasle i za decu
- Pedijatrijski jastuci su integrisani u jastucima za odrasle
- Otvori za uši radi lakše komunikacije
- Kompatibilan sa X zracima
- Materijal neupijajući
- Bez lateksa



IMOBILIZATOR NOGU, FXA PRO

- Imobilizacija nogu pacijenta
- Kompatibilan sa različitim spinalnim daskama





▶▶▶ Imobilizacija



KAIŠEVI ZA IMOBILIZACIJU, ROCK STRAPS

- Spajder kaiševi za odrasle
- Ekstra otporni
- Reflektujući elementi
- Podešavanje klizanjem poprečnih kaiševa



KAIŠEVI ZA IMOBILIZACIJU, T-STRAPS

- Spajder kaiševi za odrasle
- Reflektujući elementi
- Podešavanje skraćivanjem uzdužnog kaiša



KAIŠEVI ZA IMOBILIZACIJU, RSP

- Pedijatrijski spajder kaiševi
- Kolorno određivanje postavljanja i merenja dužine pacijenta



IMOBILIZATOR KIČME, SED

- Spencer SED spinalni imobilizator se najčešće koristi u situacijama kada se povređeni nalaze u kolima ili u urušenim objektima.
- Idealan je za imobilizaciju prilikom preloma kukova i karlice
- Kopče i kaiševi su u bojama tako da omogućavaju lakše i brže pričvršćivanje pacijenata
- Horizontalno fleksibilan, vertikalno rigidan glavne su karakteristike SED spinalnog imobilizatora koji omogućava brzu imobilizaciju i izvlačenje
- Kompatibilan sa X zracima

TRAKCIONI SISTEM, DAVIS

- Trakcioni sistem za izvlačenje femura
- Ublažava bol, smanjuje oštećenje tkiva
- Obloženi kaiševi za nogu
- Transportna torba uključena



ANTIŠOK PANTALONE, JACOB

- Antišok pantalone sa odvojenim komorama za hipovolemijski šok
- 3 manometra sa zaštitom
- Torba i pumpa su uključene





Imobilizacija



VAKUUM MADRAC, COMBIMATT

- Vakuum madrac sa džepom za spinalnu dasku
- Ojačano dno
- Težina: 6.4 kg
- Dimenzije: 2030 x 880 mm
- Dostupan pribor:
 - QMX 108: plastična 2-smerna pumpa
 - QMX 120: metalna vakuum pumpa
 - QMX 125: metalna 2-smerna pumpa
 - QMX 170: transportna torba



VAKUUM MADRAC, NEXUS

- Vakuum madrac sa krutom osnovom
- Ojačano dno
- Kompatibilan sa basket strečerima
- Težina: 5.6 kg
- Dimenzije: 2025 x 855 mm
- Dostupan pribor:
 - QMX 108: plastična 2-smerna pumpa
 - QMX 120: metalna vakuum pumpa
 - QMX 125: metalna 2-smerna pumpa
 - QMX 170: transportna torba



VAKUUM MADRAC, CDK

- Vakuum madrac sa ojačanim dnom
- Ručke od robusnog konopca
- Težina: 4.1 kg
- Dimenzije: 2150 x 800 mm
- Dostupan pribor:
 - QMX 108: plastična 2-smerna pumpa
 - QMX 120: metalna vakuum pumpa
 - QMX 125: metalna 2-smerna pumpa
 - QMX 170: transportna torba



VAKUUM MADRAC, RES-Q-MATT

- Laki vakuum madrac
- Dostupan i u pediatric verziji (MINI MATT)
- Težina: 5 kg
- Dimenzije: 2060 x 800 mm
- Dostupan pribor:
 - QMX 108: plastična 2-smerna pumpa
 - QMX 120: metalna vakuum pumpa
 - QMX 125: metalna 2-smerna pumpa
 - QMX 170: transportna torba



VAKUUM UDLAGE, RES-Q-SPLINT

- Vakuum udlage sa odvojenim komorama
- Metalna pumpa i torba su uključeni
- Moguće je poručiti i odvojeno
- Dostupne velicine: S, M, L



VAKUUM UDLAGE, RES-Q-SPLINT PLUS

- Vakuum udlage sa spojenim komorama
- Metalna pumpa i torba su uključeni
- Moguće je poručiti i odvojeno
- Dostupne veličine: S, M, L



VAKUUM UDLAGE, EMSOFT

- Vakuum udlage sa spojenim komorama
- Metalna pumpa i torba su uključeni
- Moguće je poručiti i odvojeno
- Dostupne veličine: S, M, L



PNEUMATSKE UDLAGE, AIR SPLINT

- Udlage na naduvavanje
- Torbica uključena
- Dostupne veličine: 3 za ruke, 3 za noge





Imobilizacija



UDLAGE, BLUE SPLINT

- Polu-rigidne neoprenske udlage
- Ergonomsko oblikovanje pomoću aluminijumskog profila
- Fiksacija na čičak
- Lako se peru
- Transportna torba uključena
- Dostupne veličine:
 - lakat/skočni zglob
 - ručni zglob
 - nadlaktica
 - rame
 - noga



UDLAGE, BLUE SPLINT PRO

- Polu-rigidne neoprenske udlage
- Ergonomsko oblikovanje pomoću aluminijumskog profila
- Fiksacija plastičnim kopčama
- Lako se peru
- Transportna torba uključena
- Dostupne veličine:
 - lakat/skočni zglob
 - ručni zglob
 - nadlaktica
 - rame
 - noga



UDLAGE, FIXO SPLINT

- Rigidne udlage
- Transportna torba uključena
- Dostupne veličine: XS, S, L



UDLAGE, URRRA SPLINT KIT

- Polu-rigidne kompaktne udlage
- Aluminijumske, obložene krutom penom
- Komplet sadrži i torbicu, zavoj i makaze
- Dostupne veličine:
 - S - 220 x 5 x h 108 mm
 - M - 460 x 5 x h 108 mm
 - L - 805 x 5 x h 108 mm



KRAGNA CERVICALNA, SPECTAR

- 2-delna kompaktna kragna
- Meko obložena neupijajućom penom
- Kolorno obeležavanje veličina
- Dostupne veličine: XXS, XS, S, M, L, STOUT
- Pojedinačno ili u kompletu
- Kompatibilna sa X zracima
- Minimalni pritisak na karotidu



KRAGNA CERVICALNA, NEC LOC

- 2-delna kragna
- Meko obložena
- Kolorno obeležavanje veličina
- Dostupne veličine: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
- Pojedinačno ili u kompletu
- Kompatibilna sa X zracima
- Minimalni pritisak na karotidu



KRAGNA CERVICALNA, NEC UP

- 1-delna kragna
- Podesiva visina kragne
- Dostupne veličine:
 - pediatric (3 položaja)
 - adult (4 položaja)
- Kompatibilna sa X zracima
- Minimalni pritisak na karotidu





Kragne cervikalne



KRAGNA CERVIKALNA, NEC YORK

- 1-delna kragna
- Kolorno obeležavanje veličina
- Dostupne veličine: 1, 2, 3, 4, 5
- Kompatibilna sa X zracima
- Minimalni pritisak na karotidu



KRAGNA CERVIKALNA, JEMS

- 1-delna kragna
- Dostupne veličine: S, M, L
- Obložena ivica omogućava komfor za pacijenta



KRAGNA CERVIKALNA, DALAS

- 1-delna kragna
- Kolorno obeležavanje veličina
- Dostupne veličine: XS, S, M, L, XL



RESPIRATOR, KOMPAK 190

- Upravljanje: mikroprocesorsko
- Napajanje: 12V
- Ventilacioni modovi:
 - kontrolisani - asistirani - asistirani/kontrolisani CABS
- Frekvencija: od 5 do 40 BpM
- Kapacitet: od 2 do 20 L/min
- Osetljivost trigera: od 0 do -20 cm H₂O
- Koncentracija O₂: 60 ili 100%
- Sigurnosni PEEP ventil: 60 mbar
- Alarm (svetlosni i zvučni):
 - nadpritisak, podpritisak, apnea, baterija
- Aluminijumsko kućište
- 2 L boca za O₂ i reducir pritiska
- Nepovratni ventil
- B-life silikonska maska



RESPIRATOR, KOMPAK 170

- Upravljanje: mikroprocesorsko
- Napajanje: 12V
- Ventilacioni mod kontrolisani
- Frekvencija: od 5 do 30 BpM
- Kapacitet: od 2 do 20 L/min
- Koncentracija O₂: 60 ili 100%
- Sigurnosni PEEP ventil: 60 mbar
- Alarm (svetlosni i zvučni):
 - nadpritisak, podpritisak, apnea, baterija
- Aluminijumsko kućište
- 2 L boca za O₂ i reducir pritiska
- Nepovratni ventil
- B-life silikonska maska



RESPIRATOR, KOMPAK 118

- Upravljanje: pneumatsko
- Ventilacioni mod: kontrolisani
- Frekvencija: od 5 do 35 BpM
- Kapacitet: od 2 do 20 L/min
- Koncentracija O₂: 60 ili 100%
- Aluminijumsko kućište
- 2 L boca za O₂ i reducir pritiska
- Nepovratni ventil
- B-life silikonska maska





▶▶▶ Reanimacija



REANIMACIONI BALON, B-LIFE

- Manuelni reanimacioni balon
- Veličine: adult 1600 ml, pediatric 500 ml, neonatal 280 ml
- Zaštitni EVX PEEP ventil 60 mmHg ili 40 mmHg
- Dostupni modeli:
 - B-LIFE: silikonski, autoklavirajući
 - PRO B-LIFE: PVC
 - B-BAG: guma



PRIBOR REANIMACIONIH BALONA

- Rezervoar za O₂
- EVX: Nepovratni sigurnosni ventil, autoklavirajući ili jednokratni
- Dostupne maske:
 - B-LIFE: silikonska maska
 - SPENCER MASK
 - AIR CUFFED MASK: PVC



LARINGOSKOP

- Dostupni modeli špatula: Macintosh, Miller
- Osvetljenje: standardno, fiberoptic
- Veličine špatula: 0, 1, 2, 3 i 4



FLEX MASKA

- Maska za davanje veštačkog disanja
- Nepovratni ventil
- Ugrađen antibakterijski filter
- U plastičnoj kutiji
- Dostupne boje kutije: narandžasta, plava, žuta



REANIMACIONI KOMPLET

- Vodonepropustan kofer zapremine 42 L
- Sadrži:
 - Boca za O₂ od 2 L sa protokomerom, komplet
 - Laringoskop McIntosh, komplet
 - Reanimacioni balon B-life sa maskom
 - Guedel airway, komplet od 8 komada
 - Hvatalica Magil
 - Otvarač za usta
 - Maske za veštačko disanje Flex mask
- Opcionalno:
 - Ručni aspirator B-vac
 - Merač krvnog pritiska
 - Stetoskop
 - Izotermalna folija
 - Makaze Univerzal



RUKSAK, R-AID PRO

- Ruksak za hitnu pomoć
- Materijal: Cordura
- 5 unutrašnjih torbica
- Odvojivi prednji deo i gornja torbica
- Podesivi kaiševi za rame
- Reflektujuće trake
- Odeljak za 2 L kiseoničku bocu



RUKSAK, MARK PRO

- Ruksak za spasilačke službe, hitnu pomoć i vatrogasce
- Materijal: Cordura
- Reflektujuće trake
- 5 unutrašnjih torbica



RUKSAK, COMMAND

- Ruksak za spasilačke službe, hitnu pomoć i vatrogasce
- Materijal: Cordura
- Reflektujuće trake
- 2 bočna džepa
- Odeljak za 5 L kiseoničku bocu





Ruksaci i torbe



RUKSAK, MAXIZAINO / MINIZAINO

- Ruksak za hitnu pomoć
- Materijal: Ripstop najlon
- Tvrdno dno
- Reflektujuće trake
- Odeljak za 2 L kiseoničku bocu



TORBA, TOP SERIES

- Torba za hitnu pomoć i lekare
- Materijal: Cordura
- Reflektujuće trake
- Spoljni džepovi
- 5 različitih konfiguracija i veličina



TORBA, CO-BAG

- Torba za hitnu pomoć i lekare
- Materijal: Ripstop najlon
- Reflektujuće trake
- Spoljni džepovi
- Dostupno u 7 različitih kombinacija boja
- Dimenzije: 570 x 200 x h 320 mm
- Težina: 1.8 kg
- Kapacitet: 36 L



TORBA, BLUE BAG SERIES

- Torba za hitnu pomoć i lekare
- Materijal: Ripstop najlon
- Reflektujuće trake
- Spoljni džepovi
- 4 različitih konfiguracija i veličina
- Dimenzije ver.3: 455 x 285 x h 320 mm
- Težina: 1.1 kg
- Kapacitet: 4 / 28 / 41 / 50 L



TORBA, EMERGENCY

- Torba za hitnu pomoć i lekare, sa krutom unutrašnjošću
- Materijal: Ripstop najlon
- Spoljni džepovi
- Ekonomična, veoma laka

- Dimenzije: 525 x 215 x h 230 mm
- Težina: 700 g
- Kapacitet: 26 L



TORBA, RESPONSE

- Torba iz dva dela, namenjena za hitnu pomoć
- Donji deo za skladištenje boce za O₂
- Reflektujuće trake
- Boje: crvena i narandžasta

- Dimenzije: 465 x 270 x h 270 mm
- Težina: 1.2 kg
- Kapacitet: 34 L



TORBA, LIFE BAG 3

- Profesionalna torba za urgentnu medicinu
- Dva bočna džepa, prostor za ampule na poklopcu

- Dimenzije: 400 x 300 x h 230 mm
- Težina: 1.3 kg
- Kapacitet: 28 L





Aspiratori



ASPIRATOR MANUELNI, B-VAC

- Aspirator za manualnu aspiraciju
- Autoklavinajući
- Protok: do 20 L/min
- Maximalni vakuum: 550 mmHg



ASPIRATOR NOZNI, RES-Q-VAC

- Aspirator za manualnu aspiraciju
- Autoklavinajuća boca
- Protok: do 22 L/min
- Maximalni vakuum: 300 mmHg



ASPIRATOR, BLANCO

- Dostupne konfiguracije:
 - Blanco 220 V 16 L/min
 - Blanco 12 V/220 V 16 L/min sa baterijom
 - Blanco 12 V 25 L/min
 - Blanco 220 V 40 L/min
 - Blanco 12 V/220 V 36 L/min sa baterijom
- Vakuum: do - 0.8 bar
- Težina:
 - ~ 2.5 kg bez baterije
 - ~ 4.4 kg sa baterijom



ASPIRATOR, AMBU JET

- Težina: 2.65 kg (+ 0.8 kg fixing)
 - Dimenzije: 200 x 225 x h 285 mm
 - Vakuum raspon: od 50 do 550 mmHg
 - Protok: 32 L/min
 - Kaiševi za nošenje uključeni
 - Višekratne aspiracione posude od 1 L
- Više informacija na: <http://jet.spencer.it>



ASPIRATOR, JET COMPACT

- Težina: 1.6 kg
 - Dimenzije: 200 x 70 x h 180 mm
 - Vakuum opseg mmHg: od 50 do 550 mmHg
 - Protok: 32 L/min
 - Kaiševi za nošenje uključeni
 - Jednokratne aspiracione posude od 0.3 L
- Više informacija na: <http://jet.spencer.it>





Zaštitna oprema

HT



HM



IZOTERMALNE FOLIJE, HT / HM

- **HT**: izotermalna folija
 - Reflektuje toplotu tela i sprečava hipotermiju
 - Omogućava zaštitu ukoliko je zlatna strana folije okrenuta telu
 - Dimenzije: 2200 x 1600 mm
- **HM**: izotermalno ćebe
 - Reflektuje toplotu tela i sprečava hipotermiju
 - Dimenzije: 2000 x 1400 mm



KOMPLET ZA OPEKOTINE, BURN KIT

- Komplet za zbrinjavanje opekotina pacijenta sadrži:
 - Univerzalne makaze
 - Pakovanje sterilnih rukavica
 - BURN S obloga, BURN B gel pakovanje
 - Sterilna gaza
 - Zavoj
 - Izotermalna folija
 - Instant led u kesi



PROTIVPOŽARNO ĆEBE, FIRE BLANKET

- Gasi vatru momentalno
- Snižava nivo toplote pacijentima a negde potpuno izoluje od toplote
- Veoma otporno na istezanje
- Posebno pogodno za žrtve sa zapaljenom garderobom
- Idealno za gašenje manjih ili kontrolisanih požara



TRETMAN OPEKOTINA, BURN TREATMENT

- Smanjenje: opekotina, edema, bola
- Sterilno pakovanje
- BURN B: gel 3.5 ml pakovanje
- BURN S: komprese 10 x 10 cm, 20 x 20 cm, 55 x 40 cm
- BURN F: komprese za lice
- BURN C: pokrivka 160 x 245 cm, 160 x 120 cm



KISEONIČKI KOMPLET

- Boca za kiseonik od 0,5, 3, 5 i 10 L / 150 bar
- Protokomer sa/bez ovlaživača 0-15 L/min
- Maska za terapiju kiseonikom



NOSAČ BOCE ZA KISEONIK, TANKER

- Zaštita boce za kiseonik sa priborom
- Kaiš za nošenje
- Opcioni pribor: fiksacija za bok strečera



PROTOKOMER FL-X; FL-V

- Protokomer sa ovlaživačem
- Protok od 0 do 15 L/min
- Protokomer sa kuglicom ili blendom



MASKA ZA OKSIGENACIJU, OXIMASK 50

- Maska za jednokratnu upotrebu
- Elastična gumica za pričvršćivanje oko glave
- Sadrži crevo za povezivanje sa protokomerom
- Moguća dezinfekcija

